




НЕЙРОТЕХ
НАУЧНО - МЕДИЦИНСКАЯ ФИРМА

**КАТАЛОГ
АКСЕССУАРОВ**

Система «Кинезис»



Отводящий провод для ЭМГ электродов

Артикул	N001
Тип кабеля	экранированный
Длина	128 см
Тип разъема для подключения к аппаратному блоку	DIN 6 pin
Тип разъема для подключения электродов	гнездо 1 мм
Количество в упаковке	1 шт



Адаптеры для одноразовых ЭМГ электродов

Артикул (красный адаптер)	N010
Артикул (синий адаптер)	N011
Длина	13 см
Тип разъема для подключения одноразовых электродов	кнопка 4 мм
Тип разъема для подключения к проводу	штырь 1 мм
Количество в упаковке	от 1 шт



Объединенный провод

Артикул	N002
Тип кабеля	экранированный
Длина	135 см
Тип разъема для подключения к аппаратному блоку	mini DIN 8 pin
Тип разъема для подключения электродов	гнездо 1 мм
Количество в упаковке	1 шт



Лента, фиксирующая ЭЭГ электроды

Артикул (размер S)	N034
Артикул (размер M)	N035
Артикул (размер L)	N036
Материал ленты	неопрен
Размер	S (42-48 см), M (48-54 см), L (54-60 см)
Количество в упаковке	от 1 шт



ЭЭГ электроды

Артикул	N038
Материал электрода	Ag/AgCl
Диаметр контактной площадки	6 мм
Длина	15 см
Тип разъема для подключения к проводу	штырь 1 мм
Количество в упаковке	от 1 шт




Ушные адаптеры с электродами

Артикул	N037
Ушной фиксатор MCScap- A	да
Электрод MCScap-E	да
Материал электрода	Ag/AgCl
Длина	15 см
Тип разъема для подключения к проводу	штырь 1 мм
Количество в упаковке	от 1 шт (1 ушной фиксатор и 1 электрод)



Провод для общего ЭЭГ или ЭМГ электродов

Артикул	N005
Длина	103 см
Тип разъема для подключения к аппаратному блоку	TP 2 мм (touch-proof)
Тип разъема для подключения электродов	гнездо 1 мм
Количество в упаковке	1 шт



Общий электрод («земляной») с лентой

Артикул	N009
Материал контактной площадки электрода	Ag/AgCl
Диаметр контактной площадки	33,5 мм
Длина	12 см
Тип разъема для подключения к проводу	штырь 1 мм
Материал ленты	эластичная перфорированная лента
Длина	35 см
Количество в упаковке	1 шт (1 электрод и 1 лента)



Отводящий провод для КИГ электродов

Артикул	N039
Длина	128 см
Тип разъема для подключения к аппаратному блоку	DIN 6 pin
Тип разъема для подключения ЭКГ электрода	штекер Banana 4 мм
Количество в упаковке	1 шт



Кардиоинтервалографические электроды для конечностей (прищепки)

Артикул	E018
Материал токосъемной поверхности	Ag/AgCl
Размер токосъемной поверхности	25x38 мм
Тип разъема для подключения к кабелю	гнездо Banana 4 мм
Количество в упаковке	от 1 шт



Одноразовые поверхностные электроды

Артикул	E004
Материал контактной площадки	Ag/AgCl
Размер	30x24 мм
Количество в упаковке	50 шт



Гель электродный контактный «Унигель»

Артикул	E006
Тип	универсальный электродный гель
Объем	250 мл
Количество в упаковке	1 шт



Шприц с иглой для введения геля под ЭЭГ электроды

Артикул	E013
Шприц	20 мл
Игла с тупым наконечником	да
Количество в упаковке	1 шт