




**НЕЙРОТЕХ**

НАУЧНО - МЕДИЦИНСКАЯ ФИРМА

**КАТАЛОГ  
АКСЕССУАРОВ**

## Анализатор «Синапсис»



### Отводящий провод

Артикул	N001
Тип кабеля	экранированный
Длина	128 см
Тип разъема для подключения к электромиографу	DIN 6 pin
Тип разъема для подключения электродов	гнездо 1 мм
Количество в упаковке	1 шт



### Объединенный провод (многоканальный)

Артикул	N002
Тип кабеля	экранированный
Длина	135 см
Тип разъема для подключения к электромиографу	mini DIN 8 pin
Тип разъема для подключения электродов	гнездо 1 мм
Количество в упаковке	1 шт



### Стимуляционный электрод с фетровыми прокладками

Артикул	N003
Длина	210 см
Расстояние между выводами для стимуляции	14 мм
Диаметр выводов для стимуляции	7 мм
Тип разъема для подключения к электромиографу	DIN 5 pin
Количество в упаковке	1 шт (1 стимуляционный электрод и 4 фетровые прокладки)



### Фетровые прокладки

Артикул	E001
Материал	шерсть
Диаметр	7 мм
Высота	13 мм
Количество в упаковке	4 шт



### Стимуляционный электрод вилочковый

Артикул	N004
Длина	210 см
Расстояние между выводами для стимуляции	15 мм
Диаметр выводов для стимуляции	7,8 мм
Тип разъема	5-pin DIN
Количество в упаковке	1 шт



### Провод общего электрода

Артикул	N005
Тип разъема для подключения к электромиографу	TP 2 мм (touch-proof)
Тип разъема для подключения электрода	гнездо 1 мм
Количество в упаковке	1 шт



### Провод для игольчатых электродов

Артикул	N006
Длина	120 см
Тип разъема для подключения к электромиографу	DIN 6 pin
Тип разъема для подключения игольчатого электрода	гнездо 3,5 мм
Количество в упаковке	1 шт



### Отводящий электрод (синий и красный)

Артикул (красный электрод)	N007
Артикул (синий электрод)	N008
Материал электрода	Ag/AgCl
Диаметр контактной площадки	11 мм
Длина	10 см
Тип разъема для подключения к отводящему или объединенному проводам	штырь 1 мм
Количество в упаковке	от 1 шт



### Общий электрод («земляной») с лентой для крепления

Артикул	N009
Материал электрода	Ag/AgCl
Диаметр контактной площадки	33,45 мм
Длина	12 см
Тип разъема для подключения к проводу общего электрода	штырь 1 мм
Материал ленты	эластичная перфорированная лента
Длина	35 см
Количество в упаковке	1 шт (1 электрод и 1 лента)



### Игольчатый электрод

Артикул (зеленый электрод)	E002
Артикул (красный электрод)	E003
Материал электрода	нержавеющая сталь
Длина (зеленый электрод)	25 мм
Длина (красный электрод)	50 мм
Количество в упаковке	от 1 шт




### Адаптеры для одноразовых ЭМГ электродов

Артикул (красный адаптер)	N010
Артикул (синий адаптер)	N011
Длина	13 см
Тип разъема для подключения одноразовых электродов	кнопка 4 мм
Тип разъема для подключения к проводу	штырь 1 мм
Количество в упаковке	от 1 шт



### Одноразовые поверхностные электроды

Артикул	E004
Материал контактной площадки	Ag/AgCl
Размер	30x24 мм
Количество в упаковке	50 шт



### Электроды для проведения ВП под пасту Ten20

Артикул (красный электрод)	N012
Артикул (синий электрод)	N013
Материал электрода	Ag/AgCl, серебро
Диаметр контактной площадки	1 см
Длина	13,5 см
Тип разъема для подключения к проводу	штырь 1 мм
Количество в упаковке	от 1 шт



### Наушники для акустических ВП

Артикул	E005
Сопротивление	32-36 Ом
Частотный диапазон	20-20,000 Гц
Чувствительность	> 100 дБ
Тип разъёма	Audio Jack 3,5 мм
Микрофон	отсутствует
Длина кабеля	> 1,0 м



### Гель электродный контактный «Униагель»

Артикул	E006
Тип	универсальный электродный гель
Объем	250 мл
Количество в упаковке	1 шт

## Гели и пасты



### Гель электродный контактный «Униагель»

Артикул	E006
Тип	универсальный электродный гель
Объем	250 мл
Количество в упаковке	1 шт



### Паста Ten20

Артикул	E025
Тип	паста клеящая
Вес	228 гр
Количество в упаковке	1 шт



### Гель абразивный NuPrep для подготовки кожи

Артикул	E026
Тип	абразивный гель
Вес	114 гр
Количество в упаковке	1 шт



### Гель для ультразвуковых исследований «Медиагель»

Артикул (оранжевая игла 37 мм)	E008
Тип	ультразвуковой гель
Объем	250 мл
Количество в упаковке	1 шт

## Стойки и подставки



### Специализированная подставка под прибор «Синапсис» и «Кинезис»

Артикул	N052
Тип стойки	настольная
Высота	28-40 см
Количество в упаковке	1 шт



### Специализированная подставка под прибор «Компакт-нейро»

Артикул	E027
Тип стойки	напольная
Высота	88-170 см
Количество в упаковке	1 шт



### Специализированная подставка под видеокамеру

Артикул	E027
Тип стойки	напольная
Высота	88-170 см
Количество в упаковке	1 шт



### Специализированная подставка под камеру с ИК подсветкой

Артикул	E027
Тип стойки	напольная
Высота	88-170 см
Количество в упаковке	1 шт