



**НЕЙРОТЕХ**  
НАУЧНО - МЕДИЦИНСКАЯ ФИРМА

**КАТАЛОГ  
АКСЕССУАРОВ**

## Эхоэнцефалоскоп «Ультрасоник»



### Ультразвуковой датчик

Артикул	N014
Частота	1,76 МГц
Тип разъемов	BNC, гнездо
Диаметр	32 мм
Габаритные размеры	85,9x42,5 мм
Вес	42,4 гр
Количество в упаковке	1 шт



### Кабель для подключения ультразвуковых датчиков

Артикул (красный кабель)	N015
Артикул (синий кабель)	N016
Тип разъемов	CP-50
Тип изоляции	ТКР
Длина	122 см
Количество в упаковке	1 шт



### Педаль

Артикул	E007
Тип педали	ножная
Тип разъема	USB
Количество в упаковке	1 шт



### Гель для ультразвуковых исследований «Медиагель»

Артикул	E008
Тип	ультразвуковой гель
Объем	250 мл
Количество в упаковке	1 шт